

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ҺАУЛЫК ҺАКЛАУ МИНИСТРЛЫҒЫ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ  
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ ҺАУЛЫК ҺАКЛАУ  
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫНЫҢ 8-СЕ КАЛА  
КЛИНИК ДАУАХАНАҢЫ

(БР ДБҺҺУ 8 ККД Өфө к.)  
Октябрьсең 40 йыллығы ур., 1, Өфө к.,  
Башкортостан Республикаһы, 450112



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА № 8 ГОРОДА УФА

(ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа)  
40 лет Октября ул., д.1, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450112

тел./факс: (347)242-85-36, e-mail: ufa.gkb8@doctorrb.ru  
ОГРН 1030204437966, ИНН/КПП 0277023336/027701001

№ 257

«13» августа 2025г.

В Министерство промышленности и  
торговли Российской Федерации

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,  
стр. 2 (Башня 2)


### **Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции**

В соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта а) пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в связи с тем, что согласно пункту 31 Правил формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, состава сведений, включаемых в реестр, порядка включения таких сведений в реестр и исключения их из реестра, в том числе размещения таких сведений в государственной информационной системе промышленности, и порядка предоставления сведений, включенных в реестр, утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719, в реестр российской промышленной продукции не включаются сведения о характеристиках продукции, включенной в данный реестр, направляем в Минпромторг России настоящее уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции:

№ п.п.	Сведения уведомления	
1	Информация о заказчике	Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8 ГОРОДА УФА
		место нахождения: Российская Федерация, Респ Башкортостан 450112, РБ, г. Уфа, ул. 40 Лет Октября, 1
		почтовый адрес: Российская Федерация, Респ Башкортостан 450112, РБ, г. Уфа, ул. 40 Лет Октября, 1
		адрес электронной почты: tender-gkb8@mail.ru
		номер контактного телефона: 7-347-2648355
2	Информация о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции	Наименование товара: <b>Закупка оборудования (Система диатермической электрохирургии эндоскопическая)</b>
		Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 32.50.50.190
		Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза
		Характеристики товара: <b>согласно прилагаемому описанию объекта закупки</b>

Приложение: описание объекта закупки с характеристиками товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции.

Главный врач



А.А. Галиев

**Описание объекта закупки «Закупка оборудования (Система диатермической электрохирургии эндоскопическая)»**

№ п/п	Наименование	Код КТРУ	Технические, функциональные и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Требования к характеристикам	Инструкция по заполнению характеристики	Обоснование использования характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Система диатермической электрохирургии эндоскопическая	32.50.50.190-00000905	Предназначен для рассечения и коагуляции тканей в эндоскопической хирургии с применением электрохирургических принадлежностей и вспомогательного оборудования		Соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Прямое назначение оборудования	шт	1
			Поддержка монополярного и биполярного методов рассечения и коагуляции		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Поддержка обоих методов позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Наличие портов для подключения монополярных инструментов		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Наличие портов для подключения биполярных инструментов		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		

			Максимальная выходная высокочастотная мощность	Вт	$\geq 120$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Высокочастотная мощность напрямую влияет на способность аппарата быстро и точно рассекать ткани, а также эффективно останавливать кровотечение за счёт коагуляции		
			Количество режимов постоянного монополярного рассечения	шт	$\geq 1$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Количество режимов импульсного монополярного рассечения	шт	$\geq 2$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Время коагуляции в режиме импульсного монополярного рассечения №1	мс	$\geq 800$ и $\leq 1000$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Напрямую влияет на способность аппарата быстро и точно рассекать ткани, а также эффективно останавливать кровотечение		
			Время коагуляции в режиме импульсного монополярного рассечения №2	мс	$\geq 400$ и $\leq 600$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Напрямую влияет на способность аппарата быстро и точно рассекать ткани, а также эффективно останавливать кровотечение		
			Количество режимов монополярной коагуляции	шт	$\geq 2$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		

			Режим щадящей монополярной коагуляции		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Режим усиленной монополярной коагуляции		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Режим биполярного рассечения		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Режим биполярной коагуляции		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Количество эффектов для каждого режима	шт	$\geq 3$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		

			Технология предварительной подачи высокой мощности в режиме рассеечения		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Технология автоматического подбора оптимальной выходной мощности		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет использовать устройство с широким спектром хирургических инструментов и техник, что расширяет его функциональность и применимость в различных клинических ситуациях		
			Система контроля качества контакта нейтрального электрода с кожей		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Своевременное обнаружение проблем с контактом позволяет оперативно принять меры, предотвращая прерывание процедуры и повышая эффективность и комфорт работы хирурга		
			Световой индикатор системы контроля качества контакта на лицевой панели		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Своевременное обнаружение проблем с контактом позволяет оперативно принять меры, предотвращая прерывание процедуры и повышая эффективность и комфорт работы хирурга		
			Функция автоматического отключения подачи энергии системой контроля		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Своевременное обнаружение проблем с контактом позволяет оперативно принять меры, предотвращая прерывание процедуры и повышая эффективность и комфорт работы хирурга		
			Функция сохранения настроек после отключения питания		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Особенно важно в условиях ограниченного времени и высокой загруженности медицинского персонала		

			Встроенная функция запоминания индивидуальных настроек режимов работы и их выходных параметров		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Особенно важно в условиях ограниченного времени и высокой загруженности медицинского персонала		
			Количество изменяемых уровней пользователя	шт	$\geq 2$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Разделение уровней пользователей позволяет каждому специалисту работать только с теми функциями и настройками, которые необходимы для его задач		
			Датчик защиты от токов утечки		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обнаруживает утечки и предотвращает опасные ситуации, отключая питание устройства		
			Функция мониторинга интенсивности искрообразования		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет исследовать состояние оборудования в разных режимах эксплуатации и своевременно принимать решение		
			Кнопка включения на передней панели		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Передняя панель — естественное место для основных органов управления, что облегчает обучение персонала и снижает нагрузку на операторов, повышая эффективность работы		
			Сенсорный дисплей управления и вывода информации на лицевой панели		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для отображения параметров работы, осуществление управления настройками на лицевой панели		
			Вариант отображения экрана: уровень опытного пользователя		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для отображения параметров работы, осуществление управления настройками на лицевой панели		

			Вариант отображения экрана: уровень обычного пользователя		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для отображения параметров работы, осуществление управления настройками на лицевой панели		
			Отображение уровня выходной мощности на дисплее		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет оператору точно контролировать параметры работы оборудования, что критично для достижения требуемого терапевтического эффекта и безопасности пациента		
			Интерфейс управления и вывода ошибок на русском языке		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Использование родного языка оператора значительно облегчает восприятие информации, снижает вероятность недопонимания и ошибок при управлении устройством		
			Управление с помощью педали		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Педальный переключатель освобождает руки медицинского персонала для выполнения других важных действий, что особенно важно в условиях, требующих высокой концентрации и точности		
			Ручка регулировки громкости сигнала		Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Ручка регулировки громкости позволяет оператору адаптировать звуковые сигналы под конкретные условия, обеспечивая их надежное восприятие		
			Ширина	мм	$\leq 400$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Оборудование можно разместить на стандартной эндоскопической стойке без каких-либо дополнительных приспособлений для крепежа		
			Глубина	мм	$\leq 500$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			



			Высота	мм	$\leq 175$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вес генератора	кг	$\leq 10$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Благодаря легкому весу, оборудование можно разместить на стандартной эндоскопической стойке без каких-либо дополнительных приспособлений для крепежа.		
			Педальный переключатель, на две педали	шт	$\geq 1$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Педальный переключатель освобождает руки медицинского персонала для выполнения других важных действий, что особенно важно в условиях, требующих высокой концентрации и точности		

